

Гель для лікування рубців – Гель для лечения рубцов – Hegkezelő gél žel do lečenja blizn – Gel pentru tratarea cicatricilor – Scar therapy gel

[UA] Інформація для пацієнтів

Прозорий силіконовий гель Стратадерм швидко висихає та не є липким. Використовується для лікування як нових, так і застарілих рубців.

Стратадерм гель легко наноситься на всі ділянки шкіри, включаючи такі відкриті ділянки, як обличчя та шия; а також суглоби та волоссяні частини без необхідності гоління.

Якщо використати Стратадерм гель відповідно до інструкцій, він швидко висихає до форми тонкої силіконової плівки. Захисний шар, який є газопроникним і водонепроникним, зволожує та захищає рубець від хімічного та бактеріального впливу, дозволяє рубцю нормалізувати цикл синтезу колагену. Стратадерм гель пом'якшує та розгладжує рубці, усуває свербіж і дискомфорт, усуває почервоніння та зміни кольору рубця. Стратадерм гель використовується для лікування всіх видів рубців, в тому числі в результаті: загальних хірургічних операцій, травм, застарілих ран, опіків, укусів, акне та інших захворювань шкіри.

У Міжнародних клінічних рекомендаціях щодо лікування рубців зазначено, що «силіконовий гель треба застосовувати як першочергову терапію на початкових стадіях лікування рубців і в якості попередження утворення гіпертрофічних та колоїдних рубців».*

Показання для застосування

Стратадерм гель застосовується для попередження та лікування всіх типів рубців, у тому числі колоїдних та гіпертрофічних рубців. Стратадерм гель також може застосовуватись разом з іншими інвазивними методами для покращення загального результату, включаючи хірургічне відсікання та ушивання, ін'єкції та здавлюючі пов'язки. Стратадерм гель може застосовуватись для шкіри дітей (в т.ч. немовлят), вагітних, жінок в період годування груддю; для чутливої та схильної до алергій шкіри.

Спосіб використання

Переконайтеся, що рубець чистий та сухий. Нанесіть дуже тонкий шар Стратадерм гелю на рубець та залиште його висихати. Застосовуйте Стратадерм гель на уражених частинах шкіри один або два рази на день, або за призначенням лікаря. Для досягнення найкращого результату необхідно забезпечити постійний контакт Стратадерм гелю з рубцем. За умови правильного використання Стратадерм гелю, він повністю висихає протягом 3–4 хвилин. Якщо на повне висихання потрібно більше часу, то, можливо, Ви наносите занадто багато гелю. Обережно промокіть надлишок гелю серветкою та залиште гель висихати. Як тільки Стратадерм гель висох, Ви можете наносити сонцезахисні засоби, косметику, здавлюючі пов'язки або гіпс.

Рекомендована тривалість лікування

Стратадерм гель рекомендовано використовувати як мінімум 60–90 днів (24/7). Для більших та застарілих рубців час використання може бути довшим. Використовуйте доти, поки покращення більше не спостерігатиметься.

Скільки мені потрібно Стратадерм гелю?

- **5 г Стратадерм** гелю достатньо для лікування рубця розміром 2–3 см, застосовуючи його двічі на день протягом мінімально рекомендованого часу 60–90 днів.
- **10 г Стратадерм** гелю достатньо для лікування рубця розміром 5–7 см, застосовуючи його двічі на день протягом мінімально рекомендованого часу 60–90 днів.
- **20 г Стратадерм** гелю достатньо для лікування рубця розміром 10–12 см, застосовуючи його двічі на день протягом мінімально рекомендованого часу 60–90 днів.
- **50 г Стратадерм** гелю достатньо для лікування рубця площею 6×12 см, застосовуючи його двічі на день протягом мінімально рекомендованого часу 60–90 днів.

Застереження

- Не можна наносити Стратадерм гель на відкриті рани.
- Не можна наносити Стратадерм гель на очі та слизові оболонки.
- Стратадерм гель не можна використовувати на інші ділянки шкіри без рекомендації лікаря.
- Стратадерм гель може залишити плями на одязі, якщо він не повністю висох.

Тільки для зовнішнього застосування. Припиніть використання, якщо з'явилися подразнення та проконсультуйтеся з лікарем. Зберігайте в недоступному для дітей місці.

Зберігайте при температурі не вище 25°C. Не використовуйте після закінчення терміну придатності, що зазначений на упаковці.

НЕСТЕРИЛЬНИЙ

Інгредієнти: Полідиметилсилоксани, Силоксани, Алкілметил Силікони

[RU] Інформація для пацієнтів

Стратадерм гель – прозорий, швидко висихає, не липкий силіконовий гель. Використовується для лікування як нових, так і застарілих рубців.

Стратадерм гель легко наноситься на всі частини тіла, включаючи такі відкриті частини, як обличчя та шия; а також суглоби та волоссяні частини без необхідності бриться.

Якщо використати Стратадерм гель відповідно до інструкцій, він швидко висихає до форми тонкої силіконової плівки. Захисний шар – газопроникний і водонепроникний – зволожує та захищає рубець від хімічного та бактеріального впливу, дозволяє рубцю нормалізувати цикл синтезу колагену.

Стратадерм гель пом'якшує та розгладжує рубці, усуває свербіж і дискомфорт, усуває почервоніння та зміни кольору рубця.

Стратадерм гель використовується для лікування всіх видів рубців, в тому числі в результаті: загальних хірургічних операцій, травм, застарілих ран, опіків, укусів, акне та інших захворювань шкіри.

В Міжнародних клінічних рекомендаціях щодо лікування рубців зазначено, що «силіконовий гель необхідно застосовувати як першочергову терапію на початкових стадіях лікування рубців і в якості попередження утворення гіпертрофічних та колоїдних рубців».*

Показання для застосування

Стратадерм гель застосовується для попередження та лікування всіх типів рубців, в тому числі колоїдних та гіпертрофічних рубців. Стратадерм гель також може застосовуватись разом з іншими інвазивними методами для покращення загального результату, включаючи хірургічне видалення та ушивання, ін'єкції та здавлюючі пов'язки. Стратадерм гель може застосовуватись для шкіри дітей (в т.ч. немовлят), вагітних, жінок в період годування груддю; для чутливої та схильної до алергій шкіри.

Спосіб використання

Переконайтеся, що рубець чистий та сухий. Нанесіть дуже тонкий шар Стратадерм гелю на рубець та залиште його висихати. Застосовуйте Стратадерм гель на уражених частинах шкіри один або два рази на день, або за призначенням лікаря. Для досягнення найкращого результату необхідно забезпечити постійний контакт Стратадерм гелю з рубцем. За умови правильного використання Стратадерм гелю, він повністю висихає протягом 3–4 хвилин. Якщо на повне висихання потрібно більше часу, то, можливо, Ви наносите занадто багато гелю. Обережно промокіть надлишок гелю серветкою та залиште гель висихати. Як тільки Стратадерм гель висох, Ви можете наносити сонцезахисні засоби, косметику, здавлюючі пов'язки або гіпс.

Рекомендована тривалість лікування

Стратадерм гель рекомендовано використовувати як мінімум 60–90 днів (24/7). Для більших та застарілих рубців час використання може бути довшим. Використовуйте доти, поки покращення більше не спостерігатиметься.

Скільки мені потрібно Стратадерм гелю?

- **5 г Стратадерм** гелю достатньо для лікування рубця розміром 2–3 см, застосовуючи його двічі на день протягом мінімально рекомендованого часу 60–90 днів.
- **10 г Стратадерм** гелю достатньо для лікування рубця розміром 5–7 см, застосовуючи його двічі на день протягом мінімально рекомендованого часу 60–90 днів.
- **20 г Стратадерм** гелю достатньо для лікування рубця розміром 10–12 см, застосовуючи його двічі на день протягом мінімально рекомендованого часу 60–90 днів.
- **50 г Стратадерм** гелю достатньо для лікування рубця площею 6×12 см, застосовуючи його двічі на день протягом мінімально рекомендованого часу 60–90 днів.

Застереження

- Не можна наносити Стратадерм гель на відкриті рани.
- Не можна наносити Стратадерм гель на очі та слизові оболонки.
- Стратадерм гель не можна використовувати на інші частини тіла без рекомендації лікаря.
- Стратадерм гель може залишити плями на одязі, якщо він не повністю висох.

Тільки для зовнішнього застосування. Припиніть використання, якщо з'явилися подразнення та проконсультуйтеся з лікарем.

Храніть в недоступному для дітей місці. Храніть при температурі не вище 25°C. Не використовуйте після закінчення терміну придатності, що зазначений на упаковці.

НЕСТЕРИЛЬНИЙ

Інгредієнти: Полідиметилсилоксани, Силоксани, Алкілметил Силікони

[HU] Felhasználói útmutató

A Strataderm régi és új hegek kezelésére szolgáló gyorsan száradó, nem ragacos, átlátszó, szilikongél.

A Strataderm gél bármilyen bőrfelületre könnyen felvihető, még az olyan jól látható területekre is mint az arc és a nyak környéke. Jól alkalmazható az ízületi leletekben. A szorított fedett területeket az alkalmazás előtt nem szükséges leborotválni.

Az utasításoknak megfelelő alkalmazáskor a Strataderm gél egy hegetérsztő, vízálló szilikongél réteget képez, amely hidratálja és védi a heget a kémiai és a kórokozók által okozott károsító hatásoktól, olyan környezetet teremtve, amely lehetővé teszi a kollagénpépződést, így segítve elő a normál hegesedést.

A Strataderm felpuhítja és simává teszi a hegeket, enyhíti a hegesedéssel járó viszketést és diszkomfort érzéseket, valamint csökkenti a bőrpírt és a hegesedéssel járó bőrszíneződéseket.

A Strataderm mindenfajta heg kezelésére alkalmas beleértve a következőket is: sebészeti beavatkozások, sérülések, krónikus sebek, égési sérülések, marások, pattanásos hegek és más bőrbetegségek.

A Nemzetközi Klinikai Hegkezelési Ajánlás szerint: „a szilikongélnél első számú terápiás eszköznek kellene lennie a hegek elsődleges kezelésében, valamint a hipertrófiás hegek és a keloidok kialakulásának megelőzésében.”**

Felhasználási javaslat

A Strataderm a keloidok és hipertrófiás hegek kialakulásának megelőzésére szolgáló készítmény. A Strataderm gél használható az olyan közvetlen beavatkozással járó hegkezelés eredményeinek javítására, mint a műtėti hegheltávolítás és újra hegesztés, a sérülés közvetlen szteroid injekciók alkalmazása, a lézeres kezelés és ortézisek (fáslik, rögzítők) alkalmazása. A Strataderm gyermekek és érzékeny bőrűek számára is alkalmazható. A Strataderm terhesség és szoptatás időszakaiban, valamint kisgyermek esetében is biztonságosan alkalmazható.

Alkalmazási javaslat

Győződjön meg róla, hogy a heg tiszta és száraz. Nagyon vékony réteggel vigye fel a Strataderm gél a hegre, és hagyja megszáradni. A Strataderm gél naponta egyszer, látható bőrfelületen naponta kétszer, vagy orvosi javaslat szerint alkalmazandó. A legjobb eredmény elérése érdekében törekedjen arra, hogy a készítmény folyamatos (24 órá) kapcsolatban legyen a bőrfelülettel. Amennyiben helyesen alkalmazta, a készítmény 3–4 perc alatt megszárad. Ha a száradás tovább tartana, valószínűleg túl sok gél vitt fel a hegre. Ez esetben egy kendő segítségével óvatosan törölje le a felesleget és hagyja a készítményt megszáradni. A száradást követően a Stratadermmel kezelt bőrfelületre napvédő és kozmetikai szerek is felvihetők. A kezelt felületen ortézisek (fáslik, rögzítők) és kötések is alkalmazhatók.

A kezelés javasolt időtartama

A Strataderm kezelés minimális időtartama 60–90 nap. Régebbi vagy nagyobb hegek esetében hosszabb kezelési időre lehet szükség. A készítmény folyamatos használata javasolt mindaddig, amíg további javulás már nem érzékelhető.

Mennyi Strataderm géltre van szükségem?

- **A Strataderm 5 g gél:** 2–3 cm-es hosszanti hegek napi kétszeri, 90 napon át tartó kezelésére elegendő.
- **A Strataderm 10 g gél:** 5–7 cm-es hosszanti hegek napi kétszeri, 90 napon át tartó kezelésére elegendő.
- **A Strataderm 20 g gél:** 10–12 cm-es hosszanti hegek napi kétszeri, 90 napon át tartó kezelésére elegendő.
- **A Strataderm 50 g gél:** 6 × 12 cm-es területek napi kétszeri, 90 napon át tartó kezelésére elegendő.

Figyelmeztetés

- A Strataderm gél soha ne alkalmazza harmadfokú égési sérüléseken, vagy nyílt sebekben.
- A Strataderm gél a nyálkahártyával nem érintkezhet, szembe nem kerülhet!
- A Strataderm gél nem szabad egyéb bőrgyógyászati készítménnyel együtt alkalmazni az orvos erre vonatkozó, kifejezett utasítása nélkül.
- Amennyiben még nem teljesen száraz, a Strataderm gél foltot hagyhat a textílián.

Külsőleg! Amennyiben bőrirritációt tapasztal, hagyja abba a gél használatát és forduljon kezelőorvosához. A készítmény gyermekek elől elzárva tartandó!

Legfeljebb 25 °C-on tárolandó. A tubuson feltüntetett lejárati időn túl (EXP) ne használja fel.

NEM STERIL

Összetétel: Polidimetilsziloxánok, sziloxánok, alkilmetil-szilikonok

Гель для лікування рубців – Гель для лечения рубцов – Hegkezelő gél žel do leczenia blizn – Gel pentru tratarea cicatricilor – Scar therapy gel

[PL] Ulotka informacyjna dla pacjenta

Strataderm to szybko schnący, niepowodujący uczucia lepkości, przezroczysty żel silikonowy stosowany w celu leczenia starych i nowych blizn.

Preparat Strataderm jest łatwy do zastosowania na wszystkich obszarach skóry, w tym na odsłoniętych częściach ciała, takich jak twarz i szyja, jak również w okolicach stawów i na skórze pokrytej owłosieniem, bez konieczności golenia.

Stosowany zgodnie z zaleceniami preparat Strataderm wysycha, tworząc powłokę silikonową, stanowiącą wodoodporną i przepuszczającą gazy warstwę ochronną, która uwadnia bliznę i chroni ją przed działaniem substancji chemicznych i inwazją bakteryjną, umożliwiając normalizację cyklu syntezy kolagenu w bliznie i prowadząc do powstania prawidłowej, dojrzałej blizny.

Preparat Strataderm stosowany jest w celu zmiękczenia i spłaszczenia blizn, złagodzenia związanego z nimi swędzu i dyskomfortu, jak również w celu zmniejszenia zaczerwienienia i odbarwienia skóry w miejscu występowania blizny.

Preparat Strataderm został opracowany do stosowania w przypadku wszystkich rodzajów blizn, w tym blizn powstałych w następstwie: zabiegu w zakresie chirurgii ogólnej, urazu, przewlekłej rany, oparzenia, ugrzyzenia, trądziku i innych chorób skóry.

W Międzynarodowych Zaleceniach Klinicznych dotyczących Leczenia Blizn, opracowanych w 2002 r., stwierdzono, że „żel silikonowy powinien być stosowany jako terapia pierwszego rzutu w wstępnym leczeniu blizn, a także w prewencji blizn przerosłych i keloidów.”*

Wskazania do stosowania

Preparat Strataderm stosowany jest w celu zapobiegania powstawaniu keloidów i blizn przerosłych oraz w celu ich leczenia. W celu poprawy ogólnych wyników leczenia preparat Strataderm może być również stosowany w połączeniu z innymi inwazyjnymi metodami leczenia blizn, takimi jak zabiegi chirurgicznego wycięcia i powtórzonego założenia szwów, podawanie wstrzyknięć do zmiany chorobowej i odzieży uciskowej. Preparat Strataderm może być stosowany u dzieci lub osób o wrażliwej skórze. Strataderm jest bezpieczny dla noworodków oraz podczas ciąży i karmienia piersią.

Instrukcja stosowania

Należy upewnić się, że powierzchnia blizny jest czysta i sucha. Nałożyć bardzo cienką warstwę preparatu Strataderm na bliznę i pozostawić żel do wyschnięcia. Preparat Strataderm należy stosować jeden lub dwa razy na dobę na odsłoniętych obszarach skóry, lub zgodnie z zaleceniami lekarza. W celu uzyskania najlepszych efektów leczenia preparat Strataderm powinien zastosować w stałym kontakcie ze skórą (24 godziny/dobę). Prawidłowo zastosowany, preparat Strataderm powinien wyschnąć w ciągu 3–4 minut. Jeżeli proces schnięcia trwa dłużej, prawdopodobnie zastosowano zbyt dużą ilość preparatu. Należy delikatnie usunąć nadmiar żelu za pomocą chusteczki i na nowo pozostawić preparat do wyschnięcia. Po wyschnięciu preparatu Strataderm można na niego nakładać kremy z filtrami przeciwsłonecznymi, kosmetyki, odzież uciskową lub opatrunki gipsowe.

Zalecany okres leczenia

Zaleca się stosowanie preparatu Strataderm minimalnie przez okres 60–90 dni (24/7). W przypadku większych i starszych blizn leczenie może trwać dłużej. Zaleca się kontynuowanie stosowania preparatu do momentu stwierdzenia braku dalszej poprawy.

Jaka dawka Strataderm jest dla mnie odpowiednia?

- **Strataderm 5 g** wystarczy do leczenia blizny liniowej o długości 2–3 cm dwa razy dziennie przez ponad 90 dni.
- **Strataderm 10 g** wystarczy do leczenia blizny liniowej o długości 5–7 cm dwa razy na dobę przez ponad 90 dni.
- **Strataderm 20 g** wystarczy do leczenia blizny liniowej o długości 10–12 cm dwa razy na dobę przez ponad 90 dni.
- **Strataderm 50 g** wystarczy do leczenia obszaru o powierzchni 6×12 cm dwa razy na dobę przez ponad 90 dni.

Ostrzeżenia

- Nie należy stosować preparatu Strataderm na oparzenia trzeciego stopnia ani na rany otwarte.
- Należy unikać kontaktu preparatu Strataderm z błonami śluzowymi lub oczami.
- Nie należy stosować preparatu Strataderm na inne leki do stosowania miejscowego na skórę bez poprzedniej konsultacji z lekarzem.
- Preparat Strataderm może zabrudzić odzież, jeżeli nie wyschnie całkowicie.

Wyłącznie do użytku zewnętrznego. W przypadku wystąpienia porażenia należy przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie stosować po upływie terminu ważności (EXP) zamieszczonym na opakowaniu.

NIESTERYLNY

Składniki: Polidimetylosiloksyany, siloksyany, alkilmetylowe silikony

[RO] Informații pentru pacienți

Strataderm gel se utilizează pentru tratarea cicatricilor vechi și recente.

Strataderm gel se aplică ușor pe toate porțiunile pielii, inclusiv și cele localizate în regiunile expuse vederii, ca de exemplu pe față și gât, precum și pe articulații și porțiunile piloașe, fără a fi necesară îndepărtarea părului.

Fiind utilizat conform instrucțiunilor, Strataderm gel se usucă rapid, formând o peliculă subțire de silicon. Stratul protector – permeabil la gaze și impermeabil la apă – hidratează și protejează cicatricea de acțiuni chimice și bacteriene, ce permite normalizarea sintezei de colagen.

Strataderm gel înmoaie și netezește cicatricile, înlătură pruritul și disconfortul, roșeața și schimbarea culorii.

Strataderm gel se utilizează pentru tratarea cicatricilor de orice fel, inclusiv și cele produse în urma: intervențiilor chirurgicale, traumatis-melor, plăgilor vechi, arsurilor, mușcăturilor, acneei și altor boli de piele.

În Recomandările Clinice Internaționale cu privire la tratamentul cicatricilor se menționează, că „gelul de silicon urmează a fi utilizat în calitate de terapie de primă intenție la etapele inițiale de tratament a cicatricilor și pentru a preveni formarea cicatricilor cheloide și hipertrofice.”*

Indicații

Strataderm gel se utilizează pentru prevenirea și reducerea cicatricilor de orice fel, inclusiv a celor cheloide și hipertrofice. Strataderm gel poate fi utilizat de asemenea în complex cu alte metode invazive pentru ameliorarea rezultatului general, inclusiv excizia chirurgicală și suturarea, injecțiile și bandajele de presiune. Strataderm gel poate fi utilizat la copii și la adulți pe pielea sensibilă. Strataderm este sigur pentru utilizarea la copii, la femei însărcinate sau în timpul alaptării.

Mod de administrare

Pe cicatricile curate și uscate se aplică un strat foarte subțire de Strataderm gel și se lasă să se usuce. Se utilizează pe porțiunile afectate ale pielii o dată sau de două ori pe zi, sau conform indicațiilor medicului. Pentru a obține rezultate optime se va asigura un contact permanent al Strataderm gel cu cicatricea. Utilizând corect Strataderm gel, acesta se usucă complet timp de 3–4 minute. Dacă pentru a se usca complet este nevoie de mai mult timp, atunci, posibil, s-a aplicat gel în exces. Excesul se va înlătura atent cu un șervețel și se va lăsa să se usuce. Imediat ce Strataderm gel s-a uscat, se pot aplica remediile antisolare, cosmeticele, bandajele de presiune sau ghipsul.

Durata recomandată de utilizare

Se recomandă utilizarea Strataderm gel cel puțin 60–90 zile (24/7). Pentru cicatrici mai vechi se poate utiliza o perioadă mai îndelungată. Se va utiliza până la momentul în care nu se vor mai observa ameliorări.

De cât Strataderm gel am nevoie?

- **5 g Strataderm gel** sunt suficiente pentru tratamentul unei cicatrici de 2–3 cm, aplicat de 2 ori pe zi pe parcursul perioadei minime recomandate de 60–90 zile.
- **10 g Strataderm gel** gel sunt suficiente pentru tratamentul unei cicatrici de 5–7 cm, aplicat de 2 ori pe zi pe parcursul perioadei minime recomandate de 60–90 zile.
- **20 g Strataderm gel** sunt suficiente pentru tratamentul unei cicatrici de 5–7 cm, aplicat de 2 ori pe zi pe parcursul perioadei minime recomandate de 60–90 zile.
- **50 g Strataderm gel** sunt suficiente pentru tratamentul unei cicatrici cu suprafața de 6×12 cm, aplicat de 2 ori pe zi pe parcursul perioadei minime recomandate de 60–90 zile.

Avertisment

- Strataderm gel nu se va aplica pe plăgile deschise.
- Strataderm gel nu se va aplica pe ochi și mucoase.
- Strataderm gel nu se va aplica pe alte porțiuni ale pielii fără recomandarea medicului.
- Strataderm gel poate lăsa pete pe haine dacă nu s-a uscat complet.

Numai pentru uz extern. În caz de iritații se va întrerupe utilizarea și se va consulta un medic. Se va păstra într-un loc inaccessibil pentru copii.

Se va păstra la o temperatură de cel mult 25°C. Nu se va utiliza după expirarea termenului de valabilitate, indicat pe ambalaj.

NESTERIL

Compoziție: polidimetilsiloxani, siloxani, alchilmetil siliconi

[EN] Consumer Information

Strataderm is a rapidly drying, non-sticky, transparent, silicone gel formulation for the treatment of scars, both old and new.

Strataderm is easily applied to all areas of the skin, including exposed areas like the face and neck as well as joints and hairy areas without the need for shaving.

When used as directed Strataderm dries to form a silicone gel sheet, a protective layer that is gas permeable and waterproof which hydrates and protects your scar from chemical and microbial invasion, allowing scars to normalize the collagen synthesis cycle, producing a normal mature scar.

Strataderm is used to soften and flatten scars, relieve the itching and discomfort of scars as well as reduce redness and discoloration associated with scars.

Strataderm was developed for use on all types of scars including those resulting from: general surgery, trauma, chronic wounds, burns, bites, acne and other diseases of the skin.

The International Clinical Recommendations on Scar Management states... “silicone gel should be used as first line therapy in the initial management of scars and in the prevention of Hypertrophic scars and Keloids.”*

Intended use

Strataderm is used for the prevention and treatment of Keloids and Hypertrophic scars. Strataderm can also be used in conjunction with other invasive scar management options to improve overall results, including surgical excision and resurfacing, intraleisional injections and pressure garments. Strataderm is suitable for children or people with sensitive skin. Strataderm is safe to use on infants, during pregnancy and whilst breastfeeding.

Directions for use

Ensure that the scar is clean and dry. Apply a very thin layer of Strataderm to the scar and allow to dry. Strataderm should be applied once daily, or twice daily to exposed areas or as advised by your physician. For best results Strataderm should be maintained with in continuous contact with the skin (24hrs day). When applied correctly, Strataderm should be dry in 3–4 minutes. If it takes longer to dry you have probably applied too much. Gently remove the excess with a tissue and allow the drying process to continue. Once dry, Strataderm can be covered by sunscreen, cosmetics, pressure garments or casts.

Recommended duration of treatment

Strataderm is recommended as a minimum treatment of 60–90 days (24/7). Larger and older scars may take longer. Continued use is recommended until no further improvement is seen.

How much Strataderm do I need?

- **Size 5 g (0.17oz)** is enough to treat a 2–3 cm (1–2 inch) scar twice per day for over 90 days.
- **Size 10 g (0.35 oz)** is enough to treat a 5–7 cm (2–3 inch) scar twice per day for over 90 days.
- **Size 20 g (0.7 oz)** is enough to treat a 10–12 cm (4–5 inch) scar twice per day for over 90 days.
- **Size 50 g (1.75 oz)** is enough to treat an area of 6×12 cm, (2.5×5 inch) twice per day for over 90 days.

Caution

- Strataderm should not be applied on third degree burns or to open wounds.
- Strataderm should not be placed in contact with mucous membranes, or the eyes.
- Strataderm should not be applied over other skin treatments without the advice of your physician.
- Strataderm may stain clothing if not completely dry.

For external use only. If irritation occurs, discontinue use and consult your physician. Keep this product out of the reach of children.

Store below 25°C (77°F). Do not use after the expiration (EXP) date printed on the tube. NON-STERILE

Ingredients: Polydimethylsiloxanes, Siloxanes, Alkylmethyl Silicones

Виробник / Производител / Gyártó / Wytwórca / Producer / Manufacturer:

Stratapharma AG, CH-4051 Basel, Швейцарія/Switzerland; Codibel SA, BE-7180 Seneffe, Бельгія/Belgium

Представлено в Україні:

ТОВ «Медікор, ЛТД» м. Київ, вул.Прирічна 27-е, тел. 044 581 2445

Дата підготовки інструкції; Дата подготовки инструкции; A felhasználói útmutató készítésének dátuma; Data verificării a instruciunii; Data opracowania ulotki dla pacjenta; Date of preparation of this information: 10/2011

*Mustoe TA et al. Plast Reconstr Surg 2002; 110:560–571

medicore

Stratapharma
Switzerland



SPO000ARUP01-1112

www.strataderm.com